



TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant pour surfaces sanitaires.

Description

TASKI Sani 4 in 1 Plus est un détergent concentré, détartrant, désinfectant et neutralisant d'odeurs pour toutes les surfaces résistantes aux acides et à l'eau surfaces dans les zones sanitaires.

Propriétés principales

- Formulation à base d'acide lactique
- Nettoie, détartré, désinfecte et désodorise en une seule étape
- Efficace contre un large éventail de micro-organismes, bactéries, levures et virus enveloppés
- Technologie unique et brevetée de neutralisation des odeurs (O.N.T.)

Bénéfices

- Excellentes propriétés détergentes, quelque soit la dureté de l'eau
- Réduit le nombre de produits dans la zone des toilettes
- Excellente hygiène, réduisant le risque de contamination croisée
- Laisse un parfum agréable et frais

Mode d'emploi

TASKI Sani 4 in 1 Plus est disponible en standard concentré (bidon de 5L - dosage manuel ou automatique), en ultra concentré en dosage manuel (Exact) ou avec équipement de dosage/dilution (SmartDose, QuattroSelect).

Cette fiche technique concerne le format concentré standard en bidon de 5L.

Un dosage correct permet de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Dosage*:

Norme FIDI :


Méthode de pulvérisation : 10ml dans un flacon pulvérisateur de 500ml rempli d'eau (2%)

Méthode au seau : dose de 100ml dans un seau de 5L rempli d'eau (2%)

Norme médicale :

Méthode de pulvérisation : 15ml dans une bouteille de 500 ml remplie d'eau dosage en flacon pulvérisateur (3%)

Méthode du seau : 150ml dans un 5L rempli d'eau seau doseur (3 %)



© A.I.S.E.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour connaître les instructions.



TASKI® Sani 4 in 1 Plus

Application:

1. Méthode de pulvérisation :

- Appliquez la solution à l'aide d'une chiffonnette microfibre humide préalablement imprégnée de celle-ci
- Laissez agir le temps requis selon le spectre d'efficacité microbiologique recherché
- Frotter avec la microfibre en cas de salissures tenaces
- Rincez à l'aide de la chiffonnette microfibre
- Remplacez la chiffonnette microfibre régulièrement

2. Méthode au seau :

- Appliquez la solution à l'aide d'une chiffonnette microfibre humide préalablement imprégnée de celle-ci
- Laissez agir le temps requis selon le spectre d'efficacité microbiologique recherché
- Frotter avec la microfibre en cas de salissures tenaces
- Rincez à l'aide de la chiffonnette microfibre
- Remplacez la chiffonnette microfibre régulièrement

Données techniques

Aspect: Liquide rose clair

Valeur pH (pur): < 0.5

Valeur du pH (Solution diluée): 2

Densité relative (20°C): $\approx 1.093 \text{ g/cm}^3$

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces / matériaux sensibles à l'eau et/ou aux acides.

Tester la compatibilité des matériaux dans un endroit non visible avant utilisation.

Données microbiologiques

Norme FIDI (dosage recommandé 2 %) :

EN1276 Bactéricide - 1,50% / 5 min / conditions de saleté

EN13697 Bactéricide - 1,75% / 5 min / conditions de saleté

EN1650 Levuricide - 2,00% / 15 min. / conditions de saleté

EN13697 Levuricide - 2,00% / 5 min / conditions de saleté

Norme médicale (dosage recommandé 3 %) :

EN13727 Bactéricide - 1,75% / 5 min / conditions de saleté

EN13697 Bactéricide - 2,00% / 5 min / conditions de saleté

EN13624 Levuricide - 3,00% / 15 min / conditions de saleté

EN13697 Levuricide - 2,25% / 5 min / conditions de saleté

EN14476 Virucide - virus enveloppé - 1,00% / 1 min. / conditions de propreté

EN14476 Virucide - virus enveloppé - 1,00% / 1 min. / conditions de saleté

prEN16777 Virucide - virus enveloppé - 1,00% / 5 min / conditions de propreté

prEN16777 Virucide - virus enveloppé - 1,50% / 5 min / conditions de saleté



TASKI®

Sani 4 in 1 Plus

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au Règlement EU Détergent CE648/2004.

Conditionnements disponibles

TASKI Sani 4 in 1 Plus en format concentré standard est disponible en bidon de 2x5L.

Des bouteilles de pulvérisation sérigraphiées vides et des pompes dédiées pour le dosage manuel sont disponibles en aide à l'usage.

Veillez vous rapprocher de votre conseiller commercial Diversey pour de plus amples renseignements.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.