

ISOGNN338

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT NITRILE NOIR NON POUVRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Noir

AQL 1.5

Non poudré

Propriétés	Avant	Après
Force à la rupture (Newton)	6.0	6.0
Allongement à la rupture	500%	400%

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Texture non glissante

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant

Qualité médicale

Tailles disponibles



Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Épaisseur ± 0,03		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGNN338-S	240	85	3	0,10	0,08	0,07
ISOGNN338-M	240	95	3,5			
ISOGNN338-L	240	105	4			
ISOGNN338-XL	240	115	4,5			

Normalisation

CE 2777

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 21420 : 2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3


Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-5:2016



KPT



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions.

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	72 CC - 12 couches x 6 CC - 72 000 gants
Dimensions en cm	24 x 12,5 x 5,5 cm	29,5 x 26 x 25 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170013851	3221170013875	3221170013899	3221170013912
Barre code Outer	3221170013868	3221170013882	3221170013905	3221170013929

Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Existe en plusieurs couleurs : bleu, noir et blanc
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	3 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	ASIE
Code douanier	4015110000

