

DESTY DÉTERGENT 4D SANITAIRES CONCENTRÉ 4 EN 1

Code HEDIS : 566160

BIOCIDE TP 2 : type de préparation :
concentré à diluer, à effet curatif



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

DESTY DÉTERGENT 4D SANITAIRE CONCENTRÉ 4 EN 1 a un haut pouvoir détartrant, tout en étant non corrosif, grâce à sa formule sans acide fort. Il possède un spectre de désinfection très large.

Il nettoie, détartré et désinfecte les surfaces lavables telles que : les éléments des sanitaires (lavabos, douches, baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes de WC, robinetteries), les sols carrelés, les faïences murales, les chromes, les laves bassins. Laisse une agréable senteur agrumes & gingembre après utilisation.

MODE D'EMPLOI :

DESTY DÉTERGENT 4D SANITAIRE CONCENTRÉ 4 EN 1 s'utilise dilué, au moment de l'emploi, dans l'eau.

Avec action mécanique :

appliquer uniformément sur la surface à traiter par essuyage, et laisser agir (temps de contact).



Sans action mécanique : appliquer uniformément et directement sur la surface à traiter, laisser agir (temps de contact), puis frotter si nécessaire.



Les normes avec ou sans action mécanique, les taux de dilution et les temps de contact, selon l'efficacité recherchée, sont indiqués dans le tableau du paragraphe propriétés. Rincer les surfaces après utilisation, hormis pour les sols. Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| Aspect | Densité à 20°C | pH à l'état pur | Couleur | Volume | Poids Colis (kg) | UC/Colis | Colis/Palette |
|----------------|----------------|-----------------|---------|--------|------------------|----------------|---------------|
| liquide fluide | 1,000 à 1,010 | 2,00 à 2,50 | rose | 5 L | 10,91 | Carton 2 x 5 L | 64 |



Cible

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

Stockage : stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.



FT566160-080824

HEDIS - 136, rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET

01 42 70 54 55 contact@groupe-hedis.com www.groupe-hedis.com

DESTY DÉTERGENT 4D SANITAIRES CONCENTRÉ 4 EN 1

Code HEDIS : 566160



INGRÉDIENTS :

- Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de didécyl diméthyl ammonium (n° CAS 7173-51-5) : 2,438 % m/m
- Acide organique
- Tensio actif non ionique
- Isopropanol
- Composition parfumante
- Colorant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.

ÉTIQUETAGE RÉGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

Pas étiquetage

Etiquetage : **SGH07 ; H315 ; H319 ; H412**

Etiquetage additionnel : **EUH208**

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

Non Soumis

Soumis

CODE DOUANIER

3808.94.10.00

FT566160-080824

HEDIS - 136, rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET

01 42 70 54 55 contact@groupe-hedis.com www.groupe-hedis.com

DESTY DÉTERGENT 4D SANITAIRES CONCENTRÉ 4 EN 1

Code HEDIS : 566160



PROPRIÉTÉS :

DESTY DÉTERGENT 4D SANITAIRE CONCENTRÉ 4 EN 1 est conforme aux normes suivantes, à 20°C :

NB 1 : Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical et pour les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité

NB 2 : Bactéricide = sur les souches standards de la norme ;

Léviricide = sur Candida albicans ;

Virucide contre virus enveloppés = sur Vaccinia virus

Légende : normes grisées = produit non efficace / non testé selon ces normes

normes en blanc avec résultats (% - temps de contact) = produit efficace selon ces normes

| En conditions de saletés. | | Désinfection de surfaces | | | |
|---|--------------|---|---|---|--|
| | | Domaine médical | | Secteurs agro-alimentaire, industriel et en collectivité | |
| | | Action mécanique | | Action mécanique | |
| Type d'activité | Phase, étape | Sans | Avec | Sans | Avec |
| Bactéricide + Listéria et Salmonelle | 2,1 | EN 13727 - 6%, 5 min | | EN 1276 - 5%, 5 min List. : 0,5%, 5 min Salm. : 0,5%, 5 min | |
| | 2,2 | EN 17387 - 12%, 5 min | EN 16615 - 10%, 5 min List. : 1%, 5 min Salm. : 1%, 5 min | EN 13697 - 5%, 5 min List. : 2%, 5 min Salm. : 6%, 5 min | Se référer à la norme du domaine médical |
| Léviricide | 2,1 | EN 13624 - 1%, 5 min | | EN 1650 - 1%, 15 min | |
| | 2,2 | EN 17387 | EN 16615 - 10%, 5 min | EN 13697 - 5%, 15 min | Se référer à la norme du domaine médical |
| Fongicide | 2,1 | EN 13624 | | EN 1650 | |
| | 2,2 | EN 17387 | - | EN 13697 | - |
| Virucide sur virus enveloppés + H1N1 + SARS-CoV-2 | 2,1 | EN 14476 Virus env. : 12%, 15 min H1N1 : 3%, 15 min SARS-CoV-2 : 10%, 15 min | | Se référer aux normes du domaine médical | |
| | 2,2 | EN 16777 Virus env. : 6%, 15 min H1N1 : 3%, 15 min SARS-CoV-2 : 10%, 15 min | - | | |

FT566160-080824

HEDIS - 136, rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET

01 42 70 54 55 contact@groupe-hedis.com www.groupe-hedis.com